



## MRSA Screening mittels Gene Xpert PCR

### Material

- Ausschließlich Nasenabstriche.
- Spezielles Tupferbesteck ist zwingend notwendig (Doppelköpfigen Tupfer der Fa. Copan. Bestellnummer HW/900-0370; SAP Nummer 126980).
- Bei Einsendung anderer, ungeeigneter Tupfer kann der molekulare GeneXpert Test nicht durchgeführt werden.

### Indikation

Patient mit

**unbekanntem MRSA Status**

**UND**

**erhöhtem Risiko für eine MRSA-Besiedlung (RKI-Empfehlungen)**

**UND**

**direkter Aufnahme in das UKE**

*Der GeneXpert MRSA Test ist **NICHT** zur Therapiekontrolle nach Sanierungsversuchen geeignet.*

*Der GeneXpert MRSA Test ist **AUSSCHLIESSLICH** für Screeningabstriche aus den Nasenvorhöfen geeignet.*