


## MRSA Screening mittels Gene Xpert PCR

### Material

- Ausschließlich Nasenabstriche.
- Entnahmebesteck eSwab regulär (Erwachsene; Best.Nr.: 80490CEA; SAP Nr. 91662) oder ggf. eSwab Minitip (Kinder; Best.Nr.: 80481CE; SAP Nr.153497)

### Indikation



Der GeneXpert MRSA Test ist **NICHT** zur Therapiekontrolle nach Sanierungsversuchen geeignet.

Der GeneXpert MRSA Test ist **AUSSCHLIESSLICH** für Screening-Abstriche aus den Nasenvorhöfen geeignet.