

Bereich	Analyse	Untersuchungsmaterial	Zeitpunkt	Menge und Art des Materials	Transport und Lagerung	Untersuchungsdauer
CoALL	Zytomorphologie	Peripheres Blut	Erst-, Rezidivdiagnose Verlaufskontrolle	> 2 Ausstriche (luftgetrocknet, ungefärbt)	Raumtemperatur	bis zu 5 Werktage
		Knochenmark (2 Stellen)	Erst-, Rezidivdiagnose Verlaufskontrolle	> 5 Ausstriche (luftgetrocknet, ungefärbt)	Raumtemperatur	bis zu 5 Werktage
		Liquor	Erst-, Rezidivdiagnose Verlaufskontrolle	> 2 Zytospinpräparate (luftgetrocknet, ungefärbt)	Raumtemperatur	bis zu 5 Werktage
	Immunphänotypisierung von Leukämien mittels Durchflusszytometrie ¹					
	Molekulargenetik	Peripheres Blut	Erstdiagnose	5-10 mL Heparin	Raumtemperatur	4-6 Wochen
	NGS (Markerscreening und - etablierung)	Knochenmark (2 Stellen)	Erstdiagnose	10-15 mL Heparin	Raumtemperatur	4-6 Wochen
	Molekulargenetik MRD /MDD	Knochenmark (2 Stellen)	Erstdiagnose, zu weiteren definierten Zeitpunkten im Therapieverlauf	10-15 mL Heparin	Raumtemperatur	2-7 Werktage
	FLOW-MRD (Durchflußzytometrische MRD- Bestimmung)	Knochenmark	Erstdiagnose, zu weiteren definierten Zeitpunkten im Therapieverlauf	10-15 mL Heparin (mind. 8 Millionen Zellen)	Raumtemperatur	2-7 Werktage
		Liquor	Tag 0, Tag 15, Tag 29	2-3 mL TransFixröhrchen	Raumtemperatur	2-7 Werktage

Anmerkungen:

¹ Die durchflusszytometrischen Analysen finden Sie im Bereich Hämatologie.