

## Probenentnahme für die Analysen der Labore der PHO

	EDTA	Heparin	Citrat	gepuffertes Citrat	nativ	Bemerkung
Lagerung des Bluts	max 8 Std bei RT	max 24 Std bei RT	max 8 Std bei RT	max 4 Std bei RT		
Ausstriche	X				X	
Blutbild	X					
CRP	X					
DNA--Isolierung	X	X	X			
G-6-PDH	X					
Gerinnung			X			Faktorenanalyse max 2 Std bei RT
Granulozytenfunktion		X				<b>zusätzlich Kontrollblut eines Gesunden; nicht freitags</b>
HbA2	X					
Hb-Elektrophorese	X	X				
HbH-Zellen			X			
Immunstatus	X	(X)				Heparinblut wenn Abnahme nach 15:00 Uhr
Immunphänotypisierung	(X)	X				
Liquoreiweiß					X	
Liquorzellzählung					X	<b>sofort bei 4-8°C max 1 Std</b>
osmotische Resistenz		X				<b>nicht freitags</b>
Pitted Erys					X	in Pufferlsg
Retikulozyten	X					
Thrombozytenfunktion (Blutungszeit)				X		
Urin					X	